

## SUOJAINTEN PUKEMINEN KÄYTETTÄESSÄ ILMASTOITUA KYPÄRÄÄ

Suojaimet puetaan ennen potilashuoneeseen menoa. Kaikki huoneeseen menijät pukevat ao. suojaimet. Suojainten pukemisessa tarvitaan avustaja ohjaamaan ja tarvittaessa auttamaan suojainten pukemisessa.

### 1. Desinfioi kädet.

### 2. Pue kertakäyttöiset suojavaarusteet seuraavassa järjestyksessä:

- FFP3 hengityksen suojain + tiiviystesti
- kypärämallinen leikkauspäähine
- ilmastoitu kypärä \*
- alimmaiset suojakäsineet
- hupullinen togasuojatakki  
togasuojatakin selkäpuolelle avustaja tekee saksilla reiän, josta pujotetaan ilmastoidun kypärän akkupidike takin ulkopuolelle ja kiinnitetään pidikkeen klipsi takin alaolevien työhousujen liitinkiin \*\*
- tarvittaessa pitkähihainen suojaesiliina, jos potilas runsaasti erittävä

### 3. Pue kumisaappaat

### 4. Pue päällimmäiset suojakäsineet

\*ilmastoitu kypärä ei ole kertakäyttöinen, puhdistetaan käytön jälkeen

\*\*koskee ainoastaan ensihoidon työntekijöitä, muilla akku johtoineen on suojatakin sisäpuolella

## SUOJAINTEN RIISUMINEN KÄYTETTÄESSÄ ILMASTOITUA KYPÄRÄÄ

Suojainten riisumisessa tarvitaan avustaja, joka **ohjaa** työntekijää riisumaan suojaimet oikeassa järjestyksessä. Kaikki suojaimet riisutaan tartuntavaarallisen jätteen tynnyriin, poikkeuksena ilmastoitu kypärä. Avustaja varaa etukäteen suojainten riisumispaikan välittömään läheisyyteen tartuntavaarallisen jätteen tynnyrin, käsihuuhteen ja suojauskäsinepaketin.

1. Riisu pitkähihainen suojaesiliina.
2. Riisu päällimmäiset suojakäsineet.
3. Käänny selin avustajaan togan aukaisua varten. Avustaja aukaisee togan nauhat ja vetoketjun sekä kääntää hupun reunan pääläelle ja togan reunat etupuolelle.
4. Avustaja riisuu suojakäsineet, desinfioi kädet ja pukee uudet suojakäsineet. \*\*
5. Avustaja irroittaa kypärän johdon liitoskohdasta, pujottaa johdon takin sisäpuolelta ulkopuolelle ja irroittaa akunpidikkeen ulkopuolelta. Avustaja nostaa akun johtoineen lähimmälle tasolle. \*\*
6. Riisu toga seuraavasti: kun avustaja antaa luvan, tartu hupun reunoihin ja käännä likainen puoli sisäänpäin (varo kontaminoimasta alla olevaa työasua). Laita toga taiteltuna jätetynnyriin.
7. Molemmat riisuvat suojakäsineet, desinfioivat kätensä ja pukevut uudet suojakäsineet.
8. Avustaja laittaa kroonikkovaipan lattialle ja sen päälle työkengät.
9. Avustaja riisuu suojaimet seuraavassa järjestyksessä (suojauskäsineet, desinfioi kädet, hiussuojus, visiirillinen maski ja suojatakki kääntämällä likainen puoli sisäänpäin, desinfioi kädet)
10. Riisu kumisaappaat kroonikkovaipan ulkopuolelle ja astu kroonikkovaipalle.
11. Laita kumisaappaat jätetynnyriin.
12. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet.
13. Pue suojakäsineet.
14. Laita työkengät jalkaan ja nosta kroonikkovaippa jätetynnyriin.
15. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet
16. Poista kypärä päästä ja laske se lähimmälle tasolle.
17. Riisu kypärämallinen leikkauspäähine pujottamalla kädet etupuolelta leikkauspäähineen helman alle ja nosta päähine pois.
18. Riisu hengityksen suojain.
19. Desinfioi kädet.

\*\* koskee ainoastaan ensihoidon työntekijöitä, silloin kun akkupidike on suojatakin ulkopuolella